

**securAcath**<sup>®</sup>



**Novi proizvod  
za fiksiranje  
drenova**

# SecurAcath® omogućava poboljšano osiguranje drenažnih katetera

Pouzdana osiguranje katetera ozbiljna je klinička potreba. Šavovi i ljepila godinama se koriste s umjerenim uspjehom. Migracija i pomicanje česte su komplikacije pri upotrebi drenažnih katetera.

## Što SecurAcath omogućava?

- Mala, tupa osiguravajuća stopala izrađena od nitinola, postavljena su ispod kože točno na mjestu uvođenja katetera
- Poklopac se pričvršćuje na bazu kako bi se fiksirao kateter
- Nisu potrebni šavovi niti dodatni ubodi u kožu
- Nisu potrebna ljepila radi osiguranja katetera
- Ostaje na mjestu dokle god je postavljen kateter
- Upotrebljava se kod nefrostomije, kolecistostomije, pleuralnih i drugih drenova



PREKLOPITI



UMETNUTI



PRIČVRSTITI





## Prednosti pri upotrebi

Smanjeno pomicanje drenažnih katetera kao i smanjenje troškova njihove zamjene

- Niži troškovi njege pacijenta
- Prekid terapije sveden na minimum

### Povećana stabilnost

- SecurAcath osigurava mjesto upravo na spoju kateter/koža
- Minimizira pomicanje katetera

### Isključuje fiksiranje katetera šivanjem

- Nema ozljeda nastalih šivanjem

### Poboljšana učinkovitost


- SecurAcath se puno brže postavlja od fiksiranja katetera šivanjem

### Čišćenje ulaznog mjesta u 360

- Izravni pristup čišćenju oko cijeloga mjesta uvođenja
- Kateter ostaje stabilan i siguran za vrijeme njege

### Smanjena iritacija kože

- Šavovi se mogu inficirati, izazvati iritaciju kože i puknuti
- Upotreba ljepila štetnih za kožu svodi se na minimum



**SecurAcath® – For the Life of the Line**

Više informacija dostupno je na [www.securacath.com](http://www.securacath.com)


## INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

ŠIFRA	VELIČINA	KOLIČINA
400150	6F	Kutija (10 kom)
400120	7F	Kutija (10 kom)
400160	8F	Kutija (10 kom)
400180	10F	Kutija (10 kom)
400200	12F	Kutija (10 kom)

### Dodatne informacije o SecurAcath® proizvodu

- Nije izrađen od prirodne latex gume
- MR pogodan

Više informacija dostupno je na  
[www.securacath.com](http://www.securacath.com)



## NARUČIVANJE:

Nazovite na  
**052 211 633**  
 ili putem emaila na: [info@tehmed.hr](mailto:info@tehmed.hr)

Distributer za tržište Hrvatske - Tehmed d.o.o.

# tehmed



181 Cheshire Lane, Suite 100  
 Plymouth, MN 55441 USA  
 +1.763.225.6699  
[www.securacath.com](http://www.securacath.com)

Molimo pogledajte upute za upotrebu, indikacije, kontraindikacije, opasnosti i upozorenja.

CE 0413 [www.securacath.com/patents](http://www.securacath.com/patents)

©2019 by Interrad Medical, Inc. Interrad Medical and SecurAcath are trademarks of Interrad Medical, Inc. All rights reserved.